

(((

无线连接:配对成功后,APP自动保存手环无线连接地址

APP 打开或在后台运行,都会自动搜索并连接手环。

数据同步: 在APP主页手动下拉同步数据: 手环可存储7

天的离线数据 数据量越多 同步时间越长 最长大约2

• 可设置头像-性别-年龄-身高-体重, 个人信息可提高

• 定制个人每天的运动目标,合理的运动规划,有助于

分钟,同步完成后会有"同步完成"的提示。

APP功能及设定

进入APP后请先设定个人信息

【个人信息和运动目标

我的→点击头像

数据的精准度。

身体素质的提高。

手环快速使用说明

■部件介绍

00000000			0
调节孔	显示屏	腕带	

| 充电方法

第一步打开手环包装后,开机检查是否有电,不能开 机,请充满电后使用。手环充电时把带有闪电标志 💌 的表带端拔掉,然后将USB头插入电脑USB口或充电 头讲行充电。



【佩戴方法

1. 手环以尺骨茎突后佩戴最佳

2. 根据调节孔调好适合手腕的大小 , 扣上腕带扣 ; 3. 传感器要紧贴皮肤避免移动。



▮ 开/关机

- 1. 在手环关机状态下, 充电或长按功能键3秒手环震 动开机
- 2. 在手环开机状态下,切换至关机界面,长按功能键 3秒手环震动关机。

| 手环操作

点击查看QQ内容

醒,点击查看微信内容。

话度的震动, 支持离线闹钟提醒,

将会发出震动,提醒用户进行运动。

示其他提醒图标,点击可查看内容。

注意:佩戴手环入睡才会有睡眠数据。

动,注意低电量或满电状态,手环不震动。

- 1. 在手环开机状态下短触摸功能键可点亮屏幕或切换 2. 无操作默认五秒熄屏,用户可连接手机APP修改熄屏
- 3 毛环出厂默认打开李由和短信提醒 田户可在 APP玩吧(Android)/智玩(IOS)界面的主界面中 选择打开或关闭。

QQ 提醒:收到QQ信息时,手环震动并显示图标提醒,

微信提醒: 收到微信消息时,手环震动并显示图标提

智能闹钟:可进行三个闹钟的设置,设置后,会同步给

手环;智能闹钟是一种无声闹钟,闹铃时,手环会发起

久坐提醒:默认提醒时间间隔是一个小时;连接状态

下,开启后,如果用户一个小时内都没进行运动,手环

其他提醒:收到邮件等其他信息时,手环会震动,并显

充电提醒: 手环接通电源或者充电夹子充电时, 马达震

入睡时,手环会自动判断进入睡眠监测模式,自动检测您整

晚深睡/浅睡/清醒时长,计算您的睡眠质量;睡眠数据暂时

设备要求:iOS 8.0及以上;Android 4.4及以上,无

扫描以下二维码或进入各大应用市场下载并安装

'FlagFit2 0"

线连接。

首次使用手环需连接APP进行校准,连接成功后手环 会自动同步时间,否则计步和睡眠数据不准。 打开手机 APP点击我的图标

添加设备(iOS)/添加设备(Android)

. 点击右上方搜索图标

点击设备连接

手环有3个主界面,在主界面长按三秒后可以进行界面 切换。APP首次配对连接好以后,手环会同步手机的时 间 日期和早期等信息



步数

16890



信息

运动



000

APP functions and setting

ITSU 柳野物

Personal information and exercise goals After entering into APP, please first set up personal information. Me _Click avatar

· Head portrait, gender, age, height and weight can be set up and personal information can enhance accuracy of data. Customize personal everyday exercise goals. A reasonable exercise plan is helpful for promoting body quality.

Heart rate monitor blood

pressure Fitness Tracker

User Guide

Wireless connection: after successfully matching, APP wil

address. When APP is opened or operated in background, it

Data Synchronism: manually pull down the synchronization data on the APP home page; the bracelet can store off-line data for 7 days, the more data, the

longer the synchronization time is, and the longest time is

automatically save the wristband Wireless connection

will automatically search and link with the wristband

ender	Male >
ge	20 >
eight	170Cm >
leight	60Kg >
nit	Metric system >

Part of introduction

I Charging method

Wearing method

0000000000

Adjustment Hole Display screen Wrist strap

first pace, start the unit tocheck whether there is power supply, Power on not allowed: please use it it after it is fully charged. When the wristband is

nark, and then insert the USB plug into

thewristbandAfter the wristband is unpacked for the

charged, pull off the watchbelt with the flashing

hecomputer USB port or charging end for charging.

Interface to automatically measure the current oxyger

Message reminding: when a text message arrives, the

displays the name, and the short message number of the OO reminding: when the OO information arrives, the ring

wristband will vibrate and display the SMS icon reminder; the

vill vibrate and display the QQ icon.

address message of the address book contact person

2. Adjust the size suitable for the size of wrists via

nent Hole, fasten wrist strap button

1.In the state of the wristband shutdown, Charging or

long press the function button for 3 seconds to vibrate the wristband;

2.When the wristband is in the boot state, Switch to the

shutdown interface, long press the function button for 3

1. When the device starts up, to touch function keys for a

display; 2.The screen shall be turned off without operation and

3.Wristband factory default to open calls and SMS reminders. Users can choose to open or close in the main interface of the APP/Android.

short time period can lighten screen or switch over

mobile phone APP to revise off-screen time

3. Sensor shall be close to skin avoiding moving

WeChat reminding: when the WeChat information is received, the hand ring will shake and the WeChat icon reminds

Alarm clock reminding: it can set up three alarm clocks, and all synchronize to the bracelet after setting up. The intelligent alarm clock is a silent alarm clock. When the alarm is on, the bracelet will cause moderate vibration, and support the offline alarm clock reminder.

Other reminding: when receiving email or other information, the wristband vibrates and displays other reminder icons. Click to see the content. vibrate and display other reminder icons, Click the viewable content.

WeChat reminding: When the steps reach the target set on the APP, the wristband will vibrate and display the targe

Sleep detection function

When you fall asleep, the wristband will automatically determine the sleep monitoring mode, automatically detect your deep sleep / shallow sleep / wakefulness time, calculate your sleep quality, and sleep data temporarily support APP













■功能介绍

计步界面:显示当天行进的步数。 距离界面:显示当天行走的距离。

卡路里界面:显示当前消耗的能量。

心率界面:切换到心率界面,自动测试当前的心跳频率。 您也可以连接APP在心率界面点击开始测试,来测试当前

血氧果而:切换到血氧果面,自动测试当前人体血液中的 氧气浓度。您也可以连接APP,在血氧界面进行测试。

血压界面:切换到血压界面,自动测试当前人体血液的舒 张压和收缩压。您也可以在APP上血压界面测试。

切换到该界面,长按三秒进入具体运动界面,包括跳绳 骑行、跑步等三项运动,单击触摸可切换具体运动界

性另	ij	男	>
年書	Þ	26岁	>
身直	Į.	170厘米	>
体道	Î	60公斤	>
单位	2	公制	>

提醒功能需要在APP端 "玩吧" 功能页开启提醒开

来电提醒:来电时,手环上会震动,并显示来电的姓名 或号码。如APP打开"来电拒接"功能,长按三秒手环功 能键可拒接电话。

长按三秒具体运动界面即可开始相应运动,进入运动详

情界面,长按三秒结束当前运动,返回到具体运动界面。

在信息界面,长按三秒即可查看消息,点击翻页,查看

长按三秒功能界面即可进入下级菜单界面,进行更多

短信提醒: 收到短信时,手环震动并显示图标提醒,点 击查看短信内容。

长按三秒返回可退出具体运动界面。

完信息即可退出或长按三秒退出。

助能界面

加为信任。

手环是否防水?

浴、洗车可随心佩戴。

| 提醒功能

关,并保持手机与手环在无线连接成功的状态,来消 息时震动提醒。

| 主界面

只支持APP端查看。

返回:在该界面长按三秒手环即可退出设置界面,返 同到设置主界面。











亮度调节:长按可选择不同亮度,共有四档亮度。 **查找手机**:连接状态下,长按查找手机界面,手机会 发出铃声提醒。

APP当天数据清零(其余历史数据继续保留)。 **关机**:在该界面长按三秒手环即可关机。同时手环震

版本信息:长按该界面,可查看手环的固件版本号和

无线连接地址。 **还原设置**:在该界面长按三秒,手环数据全部会清零

动(低电量不震)。

- 请避免手环遭受强烈撞击 极度高温和暴晒。
- 请勿自行拆卸、修理或改造本机。
- 本机使用5V 500MA充电,严禁使用超电压负荷电 源进行充电。 • 本机使用环境为0度~45度,禁止将其扔进火中,以
- 免引起爆炸。 • 手环沾水时请用软布擦干后方可进行充电操作,否
- 则会腐蚀充电接触点,导致充电故障。 • 请勿接触汽油、清洁溶剂、丙醇、酒精或驱虫剂等
- 化学物质,
- 请勿在高压高磁环境中使用本产品。
- 若您拥有敏感皮性肤质或将手环佩戴过紧,可能会 感到不适。
- 请及时擦干手腕上的汗滴,表带长时间接触皂类、
- 汗水、过敏源或污染成分,可能造成皮肤过敏瘙痒。 • 如果经常使用,建议每周清洁手环。用湿布擦拭,
- also connect APP to the Heart Rate Interface by 用温和的肥皂祛除油污或灰尘。 clicking Start Test to test the current heart rate Blood Oxygen Interface: Switch to the Blood Oxygen
- 不官偏載手环洗执水澡

1.Best wear the wristband behind malleolus ulnaris;



For promoting function, a promoting switch shall be switched on in APP-end Setting Center, mobile phone and wristband shall be kept to be connected successfully and there will be vibrating reminders when there are mes

Call reminding: when the caller calls, the ring will shake and the name or number of the caller is displayed. (if the caller's name has been saved in the phone address book, the name is displayed, otherwise the display number)

movement, return to the specific motion interface.

concentration in human blood. You can also connect to APP for testing at the oxygen-blood interface. Message Interface: Blood Pressure Interface: Switch to the Blood Pressure Interface to automatically test the current diastolic and systolic blood pressure of the huma oody. You can also test the blood pressure interface

I Training interface

Switch to the interface, long press three seconds into the specific sports interface, including rope skipping, cycling. Runing and other three sports, click touch to switch the specific sports interface.

A long three seconds return can exit the specific









hree seconds long specific motion interface can start corresponding movement, into the motion details interface, long press three seconds to end the current

In the message interface, press three seconds to view the message, click on the page, view the information can exit or press three seconds to exit.

Functional interface

You can enter the lower menu interface with more than three seconds and other functions, and perform more







Return: The interface can be pulled out for three seconds, and the interface can be returned to the main interface

of the wristband.

• Please do not disassemble, repair or transform the machine on its own.

 \bullet The use of the environment is 0 degrees $\sim\!45$ degrees, and it is forbidden to hrow it into the fire so as not to cause

Equipment type	0.96 inch smart wristband	Battery type	Lithium polymer
Display screen	0.96 inch IPS color screen	Battery model	341423
Product weight	22g	Battery capacity	90mAh
Full length of wristband	23.0cm	Input power	DC 5.0V
Waterproof level	IP68	power of battery	0.333Wh

游泳后、清及时擦拭手环、以保持干燥。

常见问题

首次测试心率等待时间过长?

首次测试心率,需根据不同人群采集较长的信号,才 射到传感器的信号来计算您的心率,如果佩戴不紧, 能准确计算您的心率。 会有环境光进入传感器,会影响测量精度。 蓝牙连接不上怎么办?(连接/重连失败或连接重连速

度很慢) 确认您的设备是否是IOS8.0和安卓系统4.4及以上版本 并支持无线连接4.0。 1. 由于无线连接存在信号干扰的问题,可能每次连接

的时间不等,如果长时间连接不上,请确保操作在无

- 磁场或无多无线连接设备干扰环境下进行 2. 关闭无线连接再打开
- 3. 关闭手机后台应用或重启手机
- 4. 手机不要同时连接其他无线连接设备或功能。
- 5. APP是否在后台正常运行,如果不在后台可能连接

无法搜索到手环?

因为手环无线连接广播时没有被手机搜索到, 请确保 手环处于有电,并激活状态,目未与其它手机绑定 然后将手环靠近手机,如果仍然无效,请关闭手机无 线连接,20秒后再重启手机无线连接。

测量心率时为什么手环要戴的比较紧? 手环采用光反射原理,通过光源穿透皮肤后,采集反

已开启提醒功能为什么没有收到提醒? 安卓手机:确认手机与手环是连着的,连上后在手机 设置里打开对应的权限,允许"FlagFit2.0"APP访问 来电、短信、通讯录,并保持"FlagFit2.0"在后台运 行;如果手机安装有安全软件,请将 "FlagFit2.0" 添

苹果手机:若连上后没有提醒,建议重启手机重新连 接,再次连接手环时,必须等手机弹出【无线连接配 对请求】,点击【配对】后才会有提醒。

支持IP68防水防尘等级(IP68标准为35度水以下水深

10米以下30分钟),通常情况下洗手、下雨、冷水淋

设备类型	0.96寸智能手环	电池类型	锂聚合物	
显示屏	0.96 寸IPS彩屏	电池型号	341423	
产品重量	22g	电池容量	90mAh	
手环全长	23.0cm	输入电压	DC 5.0V	
防水等级	IP68	电池功率	0.333 Wh	
腕带材料	TPU表带	包装清单	主机、说明书	

无线连接是否需要一直开启?断开后是否还有数据? 未同步数据前,数据保留在手环主机上(可保留七天 数据)。当手机和手环的无线连接成功时,手环数据 会自动上传到手机端,请及时同步数据到手机端。 注意:如果开启来电、短信提醒功能,则必须保持无 线连接处于连接状态,闹钟提醒支持离线。

基本参数

是备类型	0.96寸智能手环	电池类型	锂聚合物
显示屏	0.96 寸IPS彩屏	电池型号	341423
≃品重量	22g	电池容量	90mAh
F环全长	23.0cm	输入电压	DC 5.0V
方水等级	IP68	电池功率	0.333 Wh
施带材料	TPU表带	包装清单	主机、说明书

金类型	0.96寸智能手环	电池类型	锂聚合物
显示屏	0.96 寸IPS彩屏	电池型号	341423
品重量	22g	电池容量	90mAh
环全长	23.0cm	输入电压	DC 5.0V
方水等级	IP68	电池功率	0.333 Wh
市材料	TPU表带	包装清单	主机、说明书

the charging operation with a soft cloth, otherwise it will cause corrosion of charging contact point, charging fault. • Do not touch the chemical substances such as gasoline,

· Please do not use this product in high pressure and high magnetic environment • If you have sensitive skin skin or tighten the wristband,

clean solvent, propanol, alcohol or insect repellent

you may feel discomfort.

Step gauge interface: Display the number of steps on

Heart Rate Interface: Switch to Heart Rate Interface

and automatically test the current heart rate. You can

. Please wipe the water, the wristband can be used only for

Distance Interface: Show the distance of the day

Calories Interface: Displays the current energy

Please dry the sweat drips on the wrist in time. The strap has long contact with soap, sweat, allergies or pollution ingredients, which may cause skin allergy itching. • If it is often used, it is recommended to clean the wristband every week. Wipe with wet cloth and remove oil or dust with mild soap.

• It is not appropriate to wear a hot bath with a wristband. After swimming, please wipe the wristband in time so as to keep dry.

Why is the first test of heart rate too long? To test your heart rate, you need to take a long time signal

to accurately calculate your heart rate What do Wireless connections do? (connection reconnection failure or connection speed is slo Confirm whether your device is 4.4 or more versions of IOS 8.0 and Android system and support Wireless connection

- a. Because of the problem of signal interference in wireless connection, there may be no time to connect each other. If the connection is not long enough, please ensure that the operation is carried out without magnetic field or without multi Wireless connection device interference.
- c. Turn off the mobile phone background application or restart the mobile phone d. Mobile phones do not connect to other Wireless connection devices or functions at the same time.

e. APP is running normally in the background and may not be connected if it is not in the background. Can't search the wristband?

b. Turn off Wireless connection and open

Since the wristband is not searched by phone in Wireless connection broadcast, make sure the wristband is in power and activated and is not connected to any other phones. Then, put the wristband close to the phone, if it is still invalid, turn off the phone, and after about 20 seconds, restart the phone Wireless connection

Why the wristband should be worn more tightly when

The wristband uses light reflection principle, penetrates the skin through the light source, and collects the signal reflected to the sensor, to calculate your heart rate. If you don't wear it tightly, there will be ambient light reaching into the sensor,

which will affect measurement accuracy, Why not remind when opening the reminder function?

with not remind when opening the reminder function?

Android phone: confirm that the phone and the wristband are connected, and open the corresponding permissions in the phone settings, allowing the "HagFitt20" APP access calls, messages and address book, and keeping "HagFitt20" running in the background; if the phone is installed with security software, add "GloryFit" to "trust".

Iphone: If there is no reminder after the connection, it is recommended to restart the phone to reconnect, when reconnecting the wristband again, there will be reminder after popping up * Wireless connection pairing request* and clicking "Pairing". Is the wristband waterproof?


It supports IP67 waterproof and dust-proof level (IP67 standard is 35 degrees below water, 1 meters below 30 minutes). Usually, wash hands rain, cold water shower, wash car can be worn with heart. Does the Wireless connection need to be open all the

time? Is there any data after disconnection

Before the data is synchronized, the data is kept on the wristband host (seven days of data can be retained).
When the Wireless connection of the wristband and the wristband is successful, the wristband data will be automatically uploaded to the mobile terminal. Please vnchronize the data to the mobile terminal in time

Note: if the caller and SMS alerts are opened, you must keep the Wireless connection, and the alarm is offline.

Equipment type	0.96 inch smart wristband	Battery type	Lithium polymer
Display screen	0.96 inch IPS color screen	Battery model	341423
Product weight	22g	Battery capacity	90mAh
Full length of wristband	23.0cm	Input power	DC 5.0V
Waterproof level	IP68	power of battery	0.333Wh
Wrist strap	TPU watch	Packing	Host,
material	band	List	manual









Device requirement: iOS8.0 and above; Android 4.4 and above to support Wireless connection

When being used for the first time, it is necessary to write being used to the installant, its little-cessary to connect APP for alignment. After successful connection, wristband will self-synchronize time, or otherwise, step calculation and sleep data won't be accurate.

Open mobile phone APP Click to set up icons

Add device (iOS)/ Add device(Android)

Click the upper right to find the icon Click device attachment

Note: you can get sleep data when you go to sleep with a hand

Main interface

The wristband has three main interfaces, and the interface can be switched after three seconds at the main interface. After the first pairing of APP the wristband will synchronize the time, date











Find the phone: In the connection state, long Click to find the mobile phone interface, the phone will ring out to mware version number and Wireless connection address

Restore settings: Press three seconds on the interface, and all the ring data will be cleared, and the APP data will be cleared that day (the rest of the historical data will remain). Shutdown: The interface can be shut down for three seconds and the wristband will vibrate.

•Please avoid strong impact, extreme heat and exposure to the wristbandt.

 \bullet This machine is charged with 5V 500MA, and it is strictly forbidden to use overvoltage load power.